



Gamme De Produits

Postes muraux EyesalineMD

Procurent un rinçage immédiat jusqu'à ce que la personne blessée puisse être transportée à un dispositif de douche oculaire d'urgence. Très visibles et immédiatement disponibles pour un rinçage et une décontamination d'urgence.

Honeywell

Références produit et renseignements sur les commandes



32-000460-0000

Poste mural de 16 oz (unique)

Douche oculaire stérile, poste mural à bouteille unique de 16 oz
Anglais/Espagnol (Mexique) Qté par caisse : 8 Dimensions de la
caisse : 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 15



32-000460-0020

Poste mural de 16 oz (unique)

Douche oculaire stérile, poste mural à bouteille unique de 16 oz
Anglais/Français (Canada) Qté par caisse : 8 Dimensions de la caisse
: 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 15



32-000465-0000

Poste mural de 16 oz (double)

Douche oculaire stérile, poste mural à deux bouteilles de 16 oz
Anglais/Esp Qté par caisse : 4



32-000465-0020

Poste mural de 16 oz (double)

Douche oculaire stérile, poste mural à deux bouteille de 16 oz
Anglais/Fr Qté par caisse : 4



32-000461-0000

Poste mural de 32 oz (unique)

Douche oculaire stérile, poste mural à bouteille unique de 32 oz
Anglais/Espagnol (Mexique) Qté par caisse : 8 Dimensions de la
caisse : 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 24



32-000461-0020

Poste mural de 32 oz (unique)

Douche oculaire stérile, poste mural à bouteille unique de 32 oz
Anglais/Français (Canada) Qté par caisse : 8 Dimensions de la caisse
: 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 24



32-000462-0000

Poste mural de 32 oz (double)

Douche oculaire stérile, poste mural à deux bouteilles de 32 oz
Anglais/Espagnol (Mexique) Qté par caisse : 4 Dimensions de la
caisse : 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 23



32-000462-0020

Poste mural de 32 oz (double)

Douche oculaire stérile, poste mural à deux bouteilles de 32 oz
Anglais/Français (Canada) Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse
: 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 23



32-000471-0000

Poste mural Body Flush de 32 oz (double)

Douche oculaire stérile, poste à deux bouteilles de 32 oz Body Flush
Anglais/Espagnol (Mexique) Qté par caisse : 4 Dimensions de la
caisse : 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 23



32-000471-0020

Poste mural Body Flush de 32 oz (double)

Douche oculaire stérile, poste à deux bouteilles de 32 oz Body Flush
Anglais/Français (Canada) Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse
: 25 po x 9 po x 15 po Poids de la caisse (lb) : 23

Renseignements sur l'emballage

Dimensions de la boîte 25 po x 9 po x 15 po

Présentation générale

Principales caractéristiques

Les postes muraux durables à devanture ouverte maintiennent les bouteilles fermement en place et donnent un accès facile aux bouteilles en cas d'urgence pour fournir un rinçage immédiat jusqu'à ce que la personne blessée puisse être transportée à un dispositif de douche oculaire d'urgence. Ils sont bien visibles dans une zone à risque et immédiatement disponibles pour un rinçage et une décontamination d'urgence des yeux, du visage et du corps. Chaque système est conçu pour accéder facilement aux bouteilles pour douche oculaire ou Body Flush en les détachant. Les postes muraux s'installent facilement grâce aux attaches fournies. Le surplomb intégral protège les bouteilles de la poussière et des débris pour réduire les exigences liées à l'entretien. Le plastique durable est facile à nettoyer. Tous les postes muraux viennent avec la douche oculaire individuelle ou le produit Body Flush. La grande ouverture d'écoulement offre un débit plus long que les bouteilles ordinaires.

Risques

- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
- Éclaboussure

Réglémentations

- ANSI Z358.1 - Norme ANSI Z358.1 (équipement supplémentaire)

Marque historique

Fend-All

Renseignements au sujet de la garantie

GARANTIE LIMITÉE. Exception faite de toute garantie stipulée dans les documents sur nos produits concernant un produit particulier ou une pièce spécifique, nous garantissons toutes les marchandises vendues au titre de ce contrat contre les vices de matière et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'expédition. Advenant un tel vice, nous, à notre seule discrétion et en tant que recours exclusif pour vous, réparerons ou remplacerons le produit défectueux sans frais ou nous vous rembourserons le prix payé. Pour que cette garantie soit respectée, vous devez nous aviser d'un tel vice dans les 15 jours de sa découverte. Vous devez nous retourner le produit défectueux pendant la période de garantie, correctement emballé, l'assurance et l'envoi en port payé. Nous vous renverrons le produit à nos frais aux États-Unis. Cette garantie ne couvre pas les vices qui, selon nous, ont été causés par un accident, une modification, une négligence, une utilisation abusive, un manquement à l'entretien approprié, une usure normale et un entretien normal. NOUS N'OFFRONS AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NOUS EXCLUONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE DE BONNE VENTE OU D'APTITUDE À FOURNIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE. AUCUNE PERSONNE N'EST AUTORISÉE À OFFRIR D'AUTRES GARANTIES EN NOTRE NOM.

Spécifications

Dimensions

- 19 po x 14 po x 4 po (Double), 12 1/4 po x 14 po x 4 po (Unique)

Solution

Postes muraux Eyesaline

- Les bouteilles stériles scellées contiennent de l'EyesalineMD, une solution saline tamponnée supérieure à l'eau du robinet pour les soins oculaires d'urgence.

Construction des bouteilles

- Les bouteilles fabriquées par formage-remplissage-scillage sont inviolables, mais également facilement retirées en cas d'urgence.

Matériau / Caractéristiques des bouteilles

- Qualité et durabilité garanties avec les bouteilles en polyéthylène certifiées par la FDA qui comportent des numéros de lot et des dates d'expiration.

Fabrication des bouteilles

- Bouteilles EyesalineMD fièrement fabriquées aux États-Unis

Expiration

- Les bouteilles ont une durée de vie de 36 mois à compter de la date de fabrication.

Documentation

Data Sheet Eyewash Bottles English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20453/1033.aspx

>>> EMERGENCY EYEWASH SPERIAN SALINE PERSONAL EYEWASH BOTTLES RESCUE IN A BOTTLE Sterile Eyewash Ready When You Need It. Why personal eyewash bottles? Facility managers may be aware that they are required to have an eyewash station within a 10-second walk from chemicals or other injurious materials, but are they aware

Data Sheet Eyewash Bottles French

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20454/1033.aspx

>>> Lavage oculaire d'urgence SOLUTION SALINE SPERIAN FLAcons INDIVIDUELS DE LAVAGE OCULAIRE FLAcons DE SECOURS Un lavage oculaire stérile quand vous en avez besoin. Pourquoi des flacons individuels de lavage oculaire? Les directeurs d'usine connaissent leur obligation d'avoir un poste de lavage oculaire 10 secondes

MSDS Sterile Saline Solution

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/40219/1033.aspx

MATERIAL DATA SAFETY SHEET HMIS Ratings Health: 0 Flammability: 0 Reactivity: 0 Identity : Sperian Sterile Saline Solution -Product #: 32-ST1050, 32-ST2050, 32-000440, 32-000445, 32-00446, 32-000448, 32-000449, 32-000451, 32-000452, 32-000454, 32-000455, 32-000457, 32-000458, 32-000460, 32-000461, 32-000462, 32-0

Warranty Registration

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35949/1033.aspx

Warranty Registration

Formation et utilisation appropriée

Des instructions d'utilisation simples et très visibles sont fournies sur chaque unité. Les bouteilles de 16 et 32 oz comportent des instructions bilingues Anglais/Espagnol.

Assistance technique

Service à la clientèle Sperian aux États-Unis : 866-257-7374

PRODUITS CONNEXES